

ADSEAL Plus

Root Canal Sealer



Manufacturer

META BIOMED CO., LTD.

270, Osongsaeangmyeong 1-ro,
Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

Tel +82-43-216-0433

Fax +82-43-217-1988

E-Mail info@meta-biomed.com

www.meta-biomed.com



META BIOMED

SYMBOLS



Manufacturer

nl Fabrikant
fr Fabricant
de Hersteller
it Produttore
pt Fabricante
es Fabricante
tr Üretici



Date of manufacture

nl Productiedatum
fr Date de fabrication
de Herstellungsdatum
it Data di produzione
pt Data de fabrico
es Fecha de fabricación
tr Üretim tarihi



Batch Code

nl Partijcode
fr Code de lot
de Chargennummer
it Codice Lotto
pt Código de lote
es Código de lote
tr Parti Kodu



CE - Mark and identification number of notified body. Product conforms to the essential requirements of the Medical Device Directive 93/42/EEC

nl CE-Merkteken en identificatienummer van de erkende instantie. Het product voldoet aan de essentiële vereisten van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen
fr Marque CE et numéro d'identification de l'organisme notifié. Le produit est conforme aux dispositions de la directive 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux
de CE-Kennzeichnung und Nummer der Zulassungsstelle Das Erzeugnis entspricht den wesentlichen Vorgaben der Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
it CE-Marcatura e codice identificativo dell'organismo notificato. Prodotto conforme ai requisiti essenziali della Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE
pt Marcação CE e número de identificação do organismo notificado. O produto está em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE
es CE-Marca y número de identificación del cuerpo notificado. El producto cumple los requisitos esenciales de la Directiva de dispositivos médicos 93/42/EEC
tr Onaylı kuruluşun CE-işareti ve kimlik numarası. Ürün, 93/42 / EEC Tibbi Cihaz Yönetmeliği'nin temel gereklерnе uyğundur



Keep away from sunlight

nl Uit direct zonlicht houden
fr Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil
de Vor Sonneneinstrahlung schützen
it Tenere lontano dalla luce solare diretta
pt Manter longe da luz solar direta
es Mantener alejado de la luz solar directa
tr Doğrudan güneş ışığından uzak tutun



EC REP

Authorized representative in the EC

nl Erkende vertegenwoordiger in de EG
fr Représentant autorisé dans l'UE
de Bevollmächtigte/r in der EU
it Rappresentante autorizzato nella CE
pt Representante autorizado na UE
es Representante autorizado en la CE
tr AB'de yetkili temsilci

INSTRUCTION FOR USE

Root Canal Sealer

ADSEAL Plus IS A RESIN-BASED ROOT CANAL SEALER OF THE HIGHEST QUALITY

Direction for using ADSEAL Plus

ADSEAL Plus is a resin based root canal sealer which is a paste-paste type of dual syringe. It has an outstanding chemical and physical property including extremely excellent sealing property and biocompatibility. ADSEAL Plus complies biocompatibility with the requirements of ISO 6876 for dental root canal sealing materials.

Intended Purpose

ADSEAL Plus is a biocompatible root canal sealer for permanent sealing of root canals following established endodontic procedures and may be used in conjunction with the auxiliary materials in the root canal (i.e. gutta percha points).

Indication

ADSEAL Plus used for the permanent containment of the root canal, regardless of the combined use of endodontic filling points. This material is intended to be used for root canal filling from the crown side.

Main Composition

- Base

Epoxy oligomer resin
Ethylene glycol salicylate
Calcium phosphate
Zirconium oxide

- Catalyst

Poly aminobenzoate
Triethanolamine
Calcium phosphate
Zirconium oxide
Calcium oxide

Characteristics

When using ADSEAL Plus in combination with gutta-percha points, this material shows the following properties:

1. Easy to mix by paste:paste type
2. Hermetic sealing ability
3. Nonstaining to teeth
4. Insoluble in tissue fluids
5. Excellent biocompatibility
6. Good radiopacity
7. Flowability is more than 17mm
8. Setting time is less than 90 minutes at 37°C (99°F)

How to Operate or Use the Product:

1. Preparations before Use

- 1.1 Check the product for any abnormality such as leaks, discoloration, etc.
- 1.2 Familiarize yourself with how to use this product and read the warnings especially its side effects and the prohibitions through the user manual.
- 1.3 Check the expiration date of the product.
- 1.4 Use a rubber dam for mouth protection.

2. How to Use the Product

- 2.1 A root canal is formed using a dental instrument (File).
- 2.2 After removing the remains in the root canal completely, the root canal is sterilized and washed with hypochlorous acid or EDTA solution, and dried at the paper point.
- 2.3 Measure the length of the root canal with a root canal length measuring instrument and a file, then select a suitable gutta-percha master point.
- 2.4 Remove the brown syringe cap from the ADSEAL Plus syringe. Securely attach the green dispense tip to the syringe, push the syringe plunger to see if the material is coming out of the gauze and wipe it off. Squeeze in a 2: 1 ratio on a mixing pad and mix for 20 seconds using a spatula without air bubbles.
- 2.5 Open the brown cap of the ADSEAL Plus Auto-mix and push the syringe plunger to make sure that the same amount of material is coming out of the gauze, wipe it off, install the auto mixing tip and squeeze it into the mixing pad to make sure it is mixed with uniform color without bubbles.
- 2.6 Apply ADSEAL Plus mixed on the mixing pad to the end of the tip of the GP point and

- slowly pushed into the root canal to fill ADSEAL Plus.
- 2.7 After filling is complete, remove excess ADSEAL Plus with a bundle of alcohol syrup or burrs before curing, and cut out the upper part using a dental instrument (Heated plugger).
 - 2.8 Take dental X-rays and check its overall condition.
 3. How to Keep and Manage It after Use
 - 3.1 After each application, place the dispense tip cap tightly onto the syringe immediately. *The green dispense tip should NOT be removed and MUST be kept attached for continual use.
 - 3.2 Auto-mix & Endo tips are to be used only once and should be discarded after use. (Reusing is prohibited.)
 - 3.3 Store in a place not exposed to direct sunlight.
 - 3.4 Do not store near fire.
 - 3.5 Keep out of reach of children.

Points of Caution for Use

1. General Points of Caution

- 1.1 This product is designed to be used only for oral tissues. Please be careful to avoid eye contact. In the event of eye contact, wash the contacted eye immediately and then consult a ophthalmologist.
- 1.2 This product must not be used for internal use.

2. Warnings

- 2.1 It is prohibited to use this product for any purpose other than its intended purpose or for a non-expert to use it.
- 2.2 This product should be kept out of the reach of children.
- 2.3 Do not use this product for any patient with a history of hypersensitivity to it, such as a rash or dermatitis.

3. Points of Caution for Application

- 3.1 Be sure to install a rubber dam in the patient's mouth before using this product.
- 3.2 If the patient shows any hypersensitivity reaction to this product, such as a rash, during its use, stop using it immediately and have the patient consult a dermatologist.
- 3.3 Be sure to take X-rays according to the treatment procedure to confirm the status of sealing in the root canal.
- 3.4 Do not heat when mixing base and catalyst.
- 3.5 When using apical file or lentulo spiral, be careful not to overfill beyond apex.

4. Side Effect

None Known

5. Contraindications

This product should not be used for the obturation of primary teeth.

How to Store the Product

Avoid direct light and store at room temperature (15~25°C)

Use by Date

2 years from the date of manufacture

Package Unit

- ADSEAL Plus: ADSEAL Plus Dual Syringe(13.5g) 1ea, Mixing Pad 1ea, Spatula 1ea, Dispense Tip & Cap 1ea
- ADSEAL Plus Auto-mix: ADSEAL Plus Dual Syringe(13.5g) 1ea, Mixing Pad 1ea, Spatula 1ea, Auto-mix & Endo Tip 20ea

※**This product is a 'medical device'.**

Made in Korea

fr CONSIGNES D'UTILISATION

Scellant de canal radiculaire

ADSEAL Plus EST UN SCellant DE CANAL RADICULAIRE À BASE DE RÉSINE DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ

Mode d'emploi de ADSEAL Plus

ADSEAL Plus est un scellant de canal radiculaire à base de résine qui se présente sous la forme d'une double seringue de type pâte-pâte. Il possède des propriétés chimiques et physiques exceptionnelles, y compris une très bonne herméticité et une biocompatibilité

ADSEAL Plus est conforme aux exigences de biocompatibilité de la norme ISO 6876 pour les matériaux de scellement des canaux radiculaires dentaires.

Utilisation prescrite

ADSEAL Plus est un scellant de canal radiculaire biocompatible pour le scellement canalaire permanent selon les procédures endodontiques établies, et peut être utilisé en conjonction avec les matériaux auxiliaires dans le canal radiculaire (c.-à-d. les pointes de gutta percha).

Indication

ADSEAL Plus est utilisé pour le confinement permanent du canal radiculaire, indépendamment de l'utilisation combinée des points d'obturation endodontique. Ce matériau est destiné à être utilisé pour l'obturation du canal radiculaire du côté de la couronne.

Samenstelling

- Basis
Résine époxy oligomère
Salicylate d'éthylène glycol
Phosphate de calcium
Oxyde de zirconium

- Catalyseur

Poly aminobenzoate
Polyaminobenzoate
Triethanolamine
Phosphate de calcium
Oxyde de zirconium
Oxyde de calcium

Caractéristiques

Lorsqu'on utilise ADSEAL Plus en combinaison avec des pointes de gutta-percha, ce matériau présente les propriétés suivantes :

1. Facile à mélanger de par son type pâte-pâte
2. Capacité de scellement hermétique
3. Ne tache pas les dents
4. Insoluble dans les liquides tissulaires
5. Biocompatibilité excellente
6. Bonne radio-opacité
7. La fluidité est supérieure à 17 mm
8. Le délai d'ajustement est inférieur à 90 minutes à 37°C(99°F)

Comment appliquer ou utiliser le produit :

1. Préparation avant utilisation

- 1.1 Vérifiez que le produit ne présente aucune anomalie, comme des fuites, une décoloration, etc.
- 1.2 Familiarisez-vous avec la façon d'utiliser ce produit et lisez les mises en garde, en particulier concernant les effets secondaires et les interdictions, dans le manuel d'utilisation.
- 1.3 Contrôlez la date d'expiration sur le produit.
- 1.4 Utilisez une digue en caoutchouc pour la protection de la bouche.

2. Comment utiliser le produit

- 2.1 Un canal radiculaire est formé à l'aide d'un instrument dentaire (lime).
- 2.2 Après avoir complètement retiré les résidus dans le canal radiculaire, celui-ci est stérilisé et lavé avec de l'acide hypochloreux ou une solution d'EDTA, puis séché à la pointe du papier.
- 2.3 Mesurez la longueur du canal radiculaire avec un instrument de mesure de longueur canalaire et une lime, puis sélectionnez un point maître de gutta-percha approprié.
- 2.4 Retirez le capuchon marron de la seringue ADSEAL Plus. Fixez solidement l'embout de dépôt vert à la seringue, poussez le piston de la seringue pour voir si le matériau sort de la gâze et essuyez-le. Déposez avec un rapport de 2: 1 sur le tampon mélangeur et mélangez pendant 20 seconds avec une spatule sans bulles d'air.
- 2.5 Ouvrez le capuchon marron de ADSEAL Plus Auto-mix et enfoncez le piston de la seringue pour vous assurer que la même quantité de matériau sort de la gâze. Essayez-le. Installez l'embout auto-mélangeur et déposez-le dans le tampon mélangeur pour vous assurer qu'il est mélangé avec une couleur uniforme et sans bulles.
- 2.6 Appliquez ADSEAL Plus mélangé sur le tampon mélangeur sur l'extrémité de l'embout de la pointe GP et enfoncez

doucement dans le canal radiculaire pour remplir d'ADSEAL Plus.

- 2.7 Une fois l'obturation terminée, enlevez l'excédent d'ADSEAL Plus avec un paquet de sirop d'alcool, et les bavures avant le durcissement, puis découpez la partie supérieure à l'aide d'un instrument dentaire (fouloir chauffant).
- 2.8 Faites une radiographie dentaire et contrôlez l'état global.

3. Comment le conserver et le gérer après utilisation

- 3.1 Après chaque application, remettez immédiatement en place le capuchon sur la seringue. *L'embout de dépôt vert doit PAS être retiré et DOIT rester en place pour une utilisation continue.
- 3.2 Les embouts Auto-mix et Endo ne doivent être utilisés qu'une seule fois et doivent être jetés après usage. (Réutilisation interdite.)
- 3.3 Conservez dans un endroit non exposé à la lumière directe du soleil.
- 3.4 Ne conservez pas près du feu.
- 3.5 Tenez hors de portée des enfants.

Précautions relatives à l'utilisation

1. Précautions d'ordre général

- 1.1 Ce produit est conçu pour être utilisé uniquement pour les tissus buccaux. Veuillez faire attention d'éviter tout contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, lavez immédiatement l'œil touché et consultez ensuite un ophtalmologue.
- 1.2 Ce produit ne doit pas être utilisé pour un usage interne.

2. Mises en garde

- 2.1 Il est interdit d'utiliser ce produit dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu ou de le faire utiliser par un non-expert.
- 2.2 Ce produit doit être tenu hors de portée des enfants.
- 2.3 N'utilisez pas ce produit chez un patient ayant des antécédents d'hypersensibilité à ce produit, comme une éruption cutanée ou une dermatite.

3. Précautions relatives à l'application

- 3.1 Veillez à installer une digue en caoutchouc dans la bouche du patient avant d'utiliser ce produit.
- 3.2 Si le patient présente une réaction d'hypersensibilité à ce produit, comme une éruption cutanée, pendant son utilisation, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez-lui de consulter un dermatologue.
- 3.3 Veillez à prendre une radiographie conformément à la procédure de traitement pour confirmer l'état de l'obturation du canal radiculaire.
- 3.4 Ne chauffez pas en mélangeant la base et le catalyseur.
- 3.5 Lorsque vous utilisez la lime apicale ou la spirale lentulo, veillez à ne pas trop remplir au-delà du sommet.

4. Effets secondaires

Non connus.

5. Contre-indications

Ce produit ne doit pas être utilisé pour l'obturation des dents primaires.

Comment conserver le produit

Évitez la lumière directe et conservez à température ambiante (15~25°C)

Date de péremption

2 années à compter de la date de fabrication

unité d'emballage

- ADSEAL Plus : Double seringue ADSEAL Plus(13,5g) 1ea, Tampon mélangeur 1ea, Spatule 1ea, Embout de dépôt et capuchon 1ea
- ADSEAL Plus Auto-mix : Double seringue ADSEAL Plus(13,5g) 1ea, Tampon mélangeur 1ea, Spatule 1ea, Embout auto-mix et Endo 20ea

※**Ce produit est un « dispositif médical ».**

Fabriqué en Corée

de GEBRAUCHSANWEISUNG

Wurzelkanalsealer

ADSEAL Plus IST EIN WURZELKANALSEALER AUF HARZBASIS HÖCHSTER QUALITÄT

Gebrauchsanweisung für ADSEAL Plus

ADSEAL Plus ist eine Versiegelungspaste für den Wurzelkanal auf Harzbasis – Doppelspritzenpaste. Sie besitzt hervorragende chemische und physikalische Eigenschaften, einschließlich äußerst vorzügliche Versiegelungseigenschaften sowie Biokompatibilität. ADSEAL Plus ist entsprechend den Anforderungen von ISO 6876 ein biokompatibles Material für die zahnärztliche Wurzelkanalversiegelung

Verwendungszweck

ADSEAL Plus ist ein Wurzelkanalsealer für die dauerhafte Versiegelung von Wurzelkanälen entsprechend endodontisch etablierter Verfahren und darf in Verbindung mit Hilfsmaterialien im Wurzelkanal eingesetzt werden (d.h., Guttaperchaspitzen).

Indikation

ADSEAL Plus wird für die dauerhafte Eindämmung des Wurzelkanals verwendet, ungeachtet des kombinierten Einsatzes von endodontischen Füllungsspitzen. Dieses Material ist für die Auffüllung des Wurzelkanals von der Kroneenseite her vorgesehen.

hauptsächlich

- Basis

Epoxidharz-Oligomer
Ethylenglykalsalicylat
Calciumphosphat
Zirkonoxid

- Katalysator

Polyaminobenzoat
Polyaminobenzoat
Calciumphosphat
Zirkonoxid
Calciumoxid

Merkmale

Bei Verwendung von ADSEAL Plus zusammen mit Guttaperchaspitzen weist dieses Material folgende Eigenschaften auf:

1. Leicht mischbare Paste: Pastentyp
2. Hermetische Versiegelungsfähigkeit
3. Befleckt nicht die Zähne
4. In Körperflüssigkeiten nicht löslich
5. Ausgezeichnete Biokompatibilität
6. Gute Röntgenopazität
7. Fließverhalten liegt bei über 17 mm
8. Erstarrungszeit liegt unter 90 Minuten bei 37°C (99°F)

Verwendung des Produkts:

1. Vorbereitungen zur Anwendung

- 1.1 Prüfen Sie das Produkt auf Anomalien, z. B. Lecks, Verfärbungen usw.
- 1.2 Machen Sie sich mit der Verwendungsweise dieses Produkts vertraut und lesen Sie die Warnhinweise, insbesondere die in der gesamten Gebrauchsanleitung aufgeführten Nebenwirkungen und Verbote für das Produkt.
- 1.3 Prüfen Sie das Ablaufdatum des Produkts.
- 1.4 Verwenden Sie einen Rubberdam zum Schutz des Mundes.

2. Verwendung des Produkts

- 2.1 Mit einem zahnärztlichen Instrument (Feile) wird ein Wurzelkanal gebildet.
- 2.2 Nach vollständiger Entfernung der Reste im Wurzelkanal wird er sterilisiert, mit einer Hypochlorit- oder EDTA-Lösung ausgespült und an der Papierspitze getrocknet.
- 2.3 Messen Sie erst die Länge des Wurzelkanals mit einem dafür vorgesehenen Messinstrument und einer Feile und wählen Sie dann eine geeigneten Guttapercha-Masterspitze aus.
- 2.4 Nehmen Sie die braune Spritzenkappe der ADSEAL Plus-Spritze ab. Vergewissern Sie sich, dass die grüne Dosierspitze fest auf der Spritze sitzt, und drücken Sie dann den Kolben, um zu prüfen, ob Material aus der Gaze austritt, und entfernen Sie es. Verwenden Sie einen Spatel ohne Luftblasen, um die Mischung 20 Sekunden lang im

Verhältnis 2:1 auf einem Mischblock zu mischen.

- 2.5 Öffnen Sie die braune Kappe von ADSEAL Plus Auto-Mix und drücken Sie auf den Spritzenkolben, um sich davon zu überzeugen, dass dieselbe Menge an Material aus der Gaze austritt, wischen Sie es weg, installieren Sie die automatische Mischspitze und drücken Sie sie in die Mischunterlage hinein, um sich zu vergewissern, dass ein Gemisch von einheitlicher Farbe ohne Luftblasen entsteht.

- 2.6 Tragen Sie das auf der Mischunterlage vermischte ADSEAL Plus auf das Ende der Guttaperchaspitze auf und führen Sie diese langsam in den Wurzelkanal hinein, um ihn mit ADSEAL Plus aufzufüllen.

- 2.7 Nach abgeschlossener Füllung muss überschüssiges ADSEAL Plus vor dem Aushärten mit einem Alkoholsirupabspatel entfernt oder abgekratzt und der obere Teil dann mit einem zahnärztlichen Instrument (erhitzter Plugger) herausgeschnitten werden.

- 2.8 Machen Sie Röntgenaufnahmen vom Zahn und überprüfen Sie seinen Gesamtzustand.

3. Aufbewahrung und Verwaltung nach Gebrauch

- 3.1 Setzen Sie die Kappe der Dosierspitze nach jeder Anwendung sofort wieder fest auf die Spritze. *Die grüne Dosierspitze MUSS angebracht sein, um kontinuierlich verwendet werden zu können, und sollte NICHT entfernt werden.
- 3.2 Auto-Mix- & Endo-Spitzen sind nur für den Einmalgebrauch vorgesehen und sollten danach entsorgt werden. (Eine Wiederverwendung ist verboten.)
- 3.3 Der Aufbewahrungsplatz darf nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein.
- 3.4 Nicht neben einem Feuer aufbewahren.
- 3.5 Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

1. Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- 1.1 Dieses Produkt ist nur für orales Gewebe vorgesehen. Vermeiden Sie bitte sorgsam jeden Kontakt mit den Augen. Sollte es mit einem Auge in Kontakt gekommen sein, spülen Sie das betreffende Auge sofort aus und suchen Sie einen Ophthalmologen auf.
- 1.2 Dieses Produkt darf nicht intern verwendet werden.

2. Warnhinweise

- 2.1 Es ist verboten, dieses Produkt nicht seinem Zweck entsprechend zu verwenden oder, dass es von Nicht-Experten verwendet wird.
- 2.2 Dieses Produkt sollte für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.
- 2.3 Dieses Produkt darf nicht bei Patienten verwendet werden, die bekanntermaßen überempfindlich darauf reagieren, z. B. mit Hautausschlag, Dermatitis usw.

3. Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung

- 3.1 Es ist erforderlich, dass Sie vor der Verwendung dieses Produkts einen Rubberdam im Mund des Patienten anbringen.
- 3.2 Sollte ein Patient überempfindlich auf dieses Produkt reagieren, z. B. mit einem Hautausschlag, unterbrechen Sie den Gebrauch des Produkts und überweisen Sie den Patienten an einen Dermatologen für weitere Untersuchungen.
- 3.3 Es ist erforderlich, dass Röntgenaufnahmen entsprechend dem Behandlungsverfahren gemacht werden, um sich vom Zustand der Versiegelung im Wurzelkanal zu überzeugen.
- 3.4 Beim Vermischen von Basis und Katalysator nicht erhitzen.
- 3.5 Achten Sie bei Verwendung der apikalen Feile oder Lentulo-Spirale darauf, keine übermäßige Füllung über den Apex hinaus vorzunehmen.

4. Nebenwirkungen

Unbekannt.

5. Kontraindikation

Dieses Produkt sollte nicht für die Wurzelfüllung (Obturation) von Milchzähnen verwendet werden.

Lagerungshinweise für das Produkt

Direktes Licht vermeiden und bei Raumtemperatur lagern (15 – 25 °C)

Verwendbarkeitsdatum

2 Jahr ab dem Herstellungsdatum.

Verpackungseinheit

- ADSEAL Plus: ADSEAL Plus-Doppelspritze(13,5 g) 1ea, Mischunterlage 1ea, Spatel 1ea, Dispensespitze & Kappe 1ea
- ADSEAL Plus Auto-mix: ADSEAL Plus-Doppel-spritze(13,5 g) 1ea, Mischunterlage 1ea, Spatel 1ea, Auto-Mix- & Endo-Spitze 20ea

※**Dieses Produkt ist ein "Medizinprodukt".**

Hergestellt in Korea

it ISTRUZIONI PER L'USO

Cemento per canale radicolare

ADSEAL Plus È UN CEMENTO PER CANALE RADICOLARE A BASE DI RESINA DI ALTA QUALITÀ

Istruzioni per l'uso di ADSEAL Plus

ADSEAL Plus è un cemento per sigillatura canale pasta/pasta a base di resina, sotto forma di siringa a doppio scompartimento. Le sue notevoli proprietà chimiche e fisiche garantiscono un'ottima sigillatura canale e una perfetta biocompatibilità. ADSEAL Plus è conforme ai requisiti della normativa ISO 6876 relativa ai materiali dentistici di sigillatura canale.

Destinazione d'Uso

ADSEAL Plus è un cemento per sigillatura canale biocompatibile per la sigillatura permanente dei canali radicolari seguendo procedure endodontiche stabilite e può essere utilizzato in combinazione con i materiali ausiliari nel canale radicolare (ovvero punti di guttaperca).

Indicazioni

ADSEAL Plus viene utilizzato per il contenimento permanente del canale radicolare, indipendentemente dall'uso combinato di punti di otturazione endodontica. Questo materiale è destinato all'uso per l'otturazione del canale radicolare dal lato della corona.

Composizione Principale

품 명		ADESEAL Plus IFU (다국어)		
Printing Color	서 식 번 호	DM-203-3	Revised Date	Explications
	치 수	430X205	2019. 05. 13	신규등록
	용 지 재 질	모조 45g	2020. 10. 23	DM-203-1 / 다국어 적용
	작 업 자	홍선미	2021. 10. 28	DM-203-2 / 유효기간 변경
	 PANTONE 540C		2022. 11. 18	DM-203-3 / 금기사항 및 분배팁 내용 추가