

ENDOfocus

marzec-czerwiec 2022

& more



**NOWOŚĆ
BRAZYLIJSKIE PRODUKTY
DO ODBUDOWY**



endo★star

**SYSTEMY ROTACYJNE
URZĄDZENIA I AKCESORIA
DO ENDODONCJI**




www.poldent.pl

Poldent®

Pilniki ręczne Endostar

Instrumenty produkowane
przez Poldent



endo★star

CE

Pilniki Endostar typu S, H, K, KR	25,-	Endostar igły do wypełniania kanału ze sprężynką bezpieczeństwa (PFL)	42,-
Pilniki Endostar typu NiTi S, NiTi H, NiTi K, NiTi KR	50,-	Endostar igły do wypełniania kanału bez sprężynki (PFN)	35,-
Endostar Unique S	29,-	Endostar Poszerzacze Gates	53,-
Endostar Unique K	29,-	Endostar Poszerzacze Peeso	53,-
Endostar Canal Locator	25,-	Endostar Miażgociągi	22,-
Endostar Plugger, Spreader	25,-		
Endostar Plugger NiTi, Spreader NiTi	50,-		

Canal Locator

Lokalizacja kanałów

- > Dobra elastyczność.
- > Nietnący wierzchołek.
- > Wytrawiona skala milimetrowa ułatwiająca określenie długości roboczej kanału.

25,-

Pilniki Canal Locator

Rozmiary 06, 08, 10
długość 18 mm i 21 mm



Spreader Sonic Files

Irygacja i dezynfekcja kanałów

- > Do wykorzystania z ultradźwiękami.
- > Przydatne podczas usuwania ztwardzonych narzędzi.
- > Dostępne w rozmiarze 25, 30, 35.

ESSF Pilniki Endostar Spreader Sonic Files

Rozmiary: 25, 30, 35, długość: 33 mm, 6 szt.

ESSF253533 Pilniki Endostar Spreader Sonic Files

Asortyment: 25-35, długość: 33 mm, 6 szt.

22,-



Endostar E3 Azure

Bestseller
2021

Nowoczesny system rotacyjny

- > Szybkie i bezpieczne opracowywanie.
- > Zwiększona elastyczność dzięki zastosowaniu technologii obróbki cieplnej Azure HT Technology.
- > Zwiększona odporność na ukręcanie w porównaniu ze standardowymi narzędziami rotacyjnymi.
- > Nowe, wyjątkowe właściwości każdego pilnika niezwykle elastycznego, a jednocześnie odpornego na złamanie.
- > Praca według własnych upodobań - system stworzony do 3 ruchów (OTR, recyprokalny oraz obrotowy).



endo★star AZURE HT Technology



Opakowanie 3 szt. **145,-**

Opakowanie 6 szt. **230,-**

Endostar E3 Azure

Zestawy specjalne

3+1



Opakowanie 3 szt. ~~145,-~~

1,- ~~145,-~~

Przy zakupie 3 dowolnych opakowań Endostar E3 Azure po 3 szt.
1 opakowanie Endostar E3 Azure 3 szt. za 1 zł*



Opakowanie 6 szt. ~~230,-~~

1,- ~~190,-~~

Przy zakupie 4 dowolnych opakowań Endostar E3 Azure po 6 szt.
1 opakowanie Endostar E3 Azure 6 szt. za 1 zł + Endostand za 1 zł

Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkty gratisowe są przesyłane z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

Systemy rotacyjne Endostar



Endostar EP Easy Path

Nowoczesny system do glide path

Opakowanie 3 szt. 145,- Opakowanie 6 szt. 230,-
Najtańszy za 1 zł.

2+1



04/14

Endostar REvision

Powtórne leczenie kanałowe

Opakowanie 3 szt. 145,- Opakowanie 6 szt. 230,-
Najtańszy za 1 zł.

2+1



08/30 06/25 04/20

Endostar RE

Usuwanie gutaperki

Opakowanie 4 szt. 89,-

2+1



12/30 08/30 06/30 04/30

Endostar NT2

Maszynowe opracowanie kanału

Opakowanie 6 szt. 105,-

2+1



02/15 02/20 02/25 02/30 02/35 02/40

Endostar Navigator Endostar Provider

SIEMENS
SimplyLoan

Kątnica endodontyczna z ruchem OTR
i precyzyjny endometr

Endostar Navigator

Bezpieczny i komfortowy pomiar długości kanału korzeniowego.

Endostar Provider

Bezprzewodowy mikrosiłnik endodontyczny umożliwiający pracę 2 rodzajami ruchów: rotacyjnym i OTR.

3700,-

Endostar Navigator, zestaw

6500,-

EPROV Endostar Provider



EA6970-006 Przewód przesyłowy
do połączenia kątницы Endostar Provider
z endometrem Endostar Navigator, 1 szt.

380,-

Zestaw specjalny Endostar Provider Endostar Navigator wraz z kablem

EPROV Endostar Provider
ENAV Endostar Navigator
EA6970-006 Kabel łączący, 1 szt.

8900,-
~~10580,-~~



Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkty gratisowe są przesyłane z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

Dowolnie wybrane pilniki rotacyjne o wartości

2000,-



Endostar Endobox z narzędziami

28 pilników Endostar

Najbardziej popularne narzędzia do leczenia kanałowego. Pilniki ręczne stalowe i niklowo-tytanowe oraz systemy rotacyjne takie jak: Endostar E3 Azure i Endostar EP Easy Path. Skład wzbogacony o Canal Locator oraz pilniki "połówkowe" Unique K 12,5 i 17,5.

Zawartość:

- > 6 pilników E3 Azure (Basic, Small)
- > 2 pilniki EP Easy Path
- > 12 pilników ręcznych stalowych K
- > 2 pilniki ręczne NiTi K
- > 2 pilniki Canal Locator
- > 2 pilniki Unique K 12,5
- > 2 pilniki Unique K 17,5

470,-

EEBAZ Endostar Endobox
Pojemnik, 28 pilników Endostar

*Najbardziej popularne
28 pilników*



+



1,- ~~250,-~~

EEB Endostar ENDObox
Pojemnik bez instrumentów

Endostar EASYdam

Koferdam lateksowy

3+1

EEDLT36B Endostar EASYdam

cienki, niebieski, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

EEDLM36B Endostar EASYdam

medium, niebieski, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

EEDLH36B Endostar EASYdam

gruby, niebieski, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

EEDLT36G Endostar EASYdam

cienki, zielony, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

EEDLM36G Endostar EASYdam

medium, zielony, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

EEDLH36G Endostar EASYdam

gruby, zielony, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

49,-



endo★star

EASYdam Kit

Startowy zestaw koferdamu












1090,-

EEDKIT Endostar EASYdam Kit
Zestaw

endo★star

Do zestawu koferdamu 3 dowolne klamry po 1,- 65,- każda

- | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
| <p>Uniwersalne</p>  <p>#9
Siekacze i małe kły</p> | | <p>Zęby trzonowe</p>  <p>#12A
Dolne prawe i lewe górne trzonowce</p> | |  <p>#13A
Dolne lewe i prawe górne trzonowce</p> | |  <p>#7
Dolne zęby trzonowe</p> | |
| <p>Zęby przedtrzonowe</p>  <p>#2
Większe zęby dwuguzkowe</p> | |  <p>#2A
Zęby dwuguzkowe</p> | |  <p>#8A
Górne zęby trzonowe</p> | |  <p>#3
Małe zęby trzonowe</p> | |
|  <p>#14A
Czajcjalowo wyróżnione, duże, zaklinowane zęby trzonowe</p> | | | | | | | |

Akcesoria do koferdamu



Koferdam bezłatekowany

EEDNLM15P Fioletowy, 15 szt.

150,-



Dziurkacz do koferdamu

EEDP Endostar EASYdam Punch dziurkacz do koferdamu, 1 szt.

390,-



Kleszcze do koferdamu

EEDFO Endostar EASYdam Forceps kleszcze do koferdamu, 1 szt.

290,-



Ramka do koferdamu

EEDFR Endostar EASYdam Frame metalowa ramka do koferdamu, 1 szt.


99,-



Szablon do koferdamu

EEDT Endostar EASYdam Template szablon do koferdamu, 1 szt.

45,-



Podkładki pod koferdam

EEDN50 EASYdam Napkins Podkładki pod koferdam, 50 szt.

70,-



Gumki zaciskowe

EEDEFS Ø 1,5 mm, small, 4 m, 1 szt.
EEDEFL Ø 2,0 mm, large, 4 m, 1 szt.

75,-


Endostar ENDOneedles

endo★star

Jednorazowe igły do endoirygacji

Przy zakupie 1 opakowania igieł - opakowanie strzykawkę Endosyringe 100 szt. (w wybranym kolorze: przezroczysty, żółty, czerwony, niebieski) za 1 zł.

- > Sterylne.
- > Apyrogenne.
- > Zastosowanie: płukanie kanału korzenia zębowego, przemywanie ran, płukania kieszeni dziąsła.
- > Igła została wykonana z najwyższej jakości materiału, charakteryzuje się cienkimi ściankami oraz wysoką elastycznością pozwalającą na dostosowanie kształtu igły do kanału.



Jeden otwór boczny

Dwa otwory boczne

EEN230G Endostar ENDOneedles

z dwoma otworami bocznymi,
rozmiar 0,3x25 (30Gx1"), 100 szt.

125,-

EEN130G Endostar ENDOneedles

z otworem bocznym,
rozmiar 0,3x25 (30Gx1"), 100 szt.

115,-

EEN125G Endostar ENDOneedles

z otworem bocznym,
rozmiar 0,5x25 (25Gx1"), 100 szt.

120,-



Endostar ENDOsyringe

Strzykawki do irygacji, 5 ml

endo★star

- > Uporządkowanie i identyfikacja - oznaczenie kolorami decydująco wpływa na uniknięcie pomyłki podmiany strzykawkę z roztworami do płukania.
- > Zwiększenie bezpieczeństwa płukania (dostępne w 4 kolorach: przezroczystym, niebieskim, czerwonym, żółtym).
- > Kodowanie kolorami dla wygodniejszej pracy pod mikroskopem.
- > Dostępne w praktycznej pojemności 5 ml.
- > Standardowe mocowanie luer-lock.



2 opakowania - po 49,50

5 opakowań - po 46,75

8 opakowań - po 41,25

EESC	Strzykawki Luer Lock, 5 ml, przezroczyste, 100 szt.	55,-
EESB	Strzykawki Luer Lock, 5 ml, niebieskie, 100 szt.	55,-
EESR	Strzykawki Luer Lock, 5 ml, czerwone, 100 szt.	55,-
EESY	Strzykawki Luer Lock, 5 ml, żółte, 100 szt.	55,-
EESASS	Strzykawki Luer Lock, 5ml, mix kolorów, każdy po 25 szt., opakowanie 100 szt.	55,-

EQ-S Meta Biomed

Bezprzewodowy aktywator irygacji kanałowej

- > Wielokierunkowa technologia aktywnego przepływu silnie i szybko przesyła środek irygacyjny przez kanał, umożliwiając bezpieczną i skuteczną dezynfekcję kanału.
- > Zastosowana w urządzeniu technologia Active Flow - wgłębienia wzdłuż końcówki w połączeniu z ruchem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zapewnia trójwymiarową aktywację roztworów.
- > Unikalny kształt i konstrukcja końcówki EQ-S wytwarza większą siłę, która poprawia przepływ środka irygacyjnego w małych kanałach.

Końcówka polimerowa Active Flow:

- > Mniejszy nacisk na otwór wierzchołkowy.
- > Łatwiejszy dostęp do zakrzywionych kanałów.
- > Doskonała współpraca ze środkiem irygacyjnym.
- > Kodowana kolorami.

1492,50 ~~1990,-~~

EQ-SG EQ-S Gray, 1 szt.

EQ-SP EQ-S Pink, 1 szt.

EQ-STIP15/02 Końcówka biała 15/02, 30 szt.

290,-

EQ-STIP25/02 Końcówka czerwona 25/02, 30 szt.

290,-

EQ-STIP35/02 Końcówka zielona 35/02, 30 szt.

290,-

-25%



EQ-V Meta Biomed

System do wypełniania kanałów gutaperką na ciepło

- > Nowa technologia.
- > Wygoda i ergonomiczność.
- > Niezawodne i precyzyjne wypełnianie kanałów korzeniowych.
- > Wydłużona żywotność baterii.
- > Doskonały spust, wyczuwalny dotykiem nawet przez rękawiczki, zapewniający płynne i łatwe wypełnienie kanału.

Zestaw I

6500,-

EQ-VR EQ-V Full Kit

zestaw z 3 bateriami i pistoletem na pałeczki gutaperki



1,- ~~470,-~~

EEBAZ Endostar ENDObox
Pojemnik, 28 pilników Endostar



1,- ~~135,-~~

Pałeczki gutaperki

EQ-V Meta Biomed tylko za 999 zł

Wypełnianie kanałów na ciepło

*EQ-V Meta Biomed za 999 zł przy zakupie
35 dowolnych dowolnych zestawów (6 szt.)
pilników rotacyjnych marki Endostar.*

999,-
~~6500,-~~

Zestaw II

EQ-VR EQ-V Full Kit

zestaw z 3 bateriami i pistoletem na pałeczki gutaperki



35 x



CeraSeal

Biokompatybilny materiał ceramiczny
do wypełniania kanałów

1+1

*Kup CeraSeal za 650 zł a drugi taki sam otrzymasz za 1 zł
od naszego Promotora. Zestaw można zamówić także u swojego
Dostawcy. Wysyłka materiału z Poldent.*



- > Świetna zdolność uszczelniania.
- > Szczelne wypełnienie i ochrona przed rozprzestrzenianiem się bakterii.
- > Działanie przeciwbakteryjne dzięki wysokiej wartości pH wodorotlenku wapnia.

650,-

CeraSeal

1 strzykawką 2 g, końcówki dokanałowe x 15 szt.



Kamila Stelmaszczyk
Promotor
~ region zachodniopomorski,
lubuski, wielkopolski
Tel: 607 217 211
E-mail: k.stelmaszczyk@poldent.pl



Agnieszka Góral
Promotor
~ region mazowiecki, łódzki
Tel: 695 442 448
E-mail: a.goral@poldent.pl



Anna Lalika-Kaczorowska
Promotor
~ region pomorski,
kujawsko-pomorski
Tel: 609 414 417
E-mail: a.lalika-kaczorowska@poldent.pl



Łukasz Bułatek
Promotor
~ region podkarpacki, małopolski,
śląski, świętokrzyski, lubelski
Tel: 609 217 213
E-mail: l.bulatek@poldent.pl



Rafał Bijowski
Promotor
~ region podlaski
warmińsko-mazurski
Tel: 603 219 210
E-mail: r.bijowski@poldent.pl

MD-Temp

Materiał do wypełnień tymczasowych

Materiał o doskonałych właściwościach szczelności. Zachowuje wyjątkową stabilność po utwardzeniach, wytrzymały na odkształcenia czy zgniatanie.



MD-TEMP MD-Temp biały

Pasta, 40 g

MD-TEMP_P MD-Temp różowy

Pasta, 40 g

41,30 ~~59,-~~



Biner LC

Materiał podkładowy

Materiał chroniący pod materiałami wypełniającymi, pomocny również w trakcie ogólnego wytrawiania.

Biner LC

Strzykawkki, 2 x 2 g

72,- ~~80,-~~



Direct Veneer

Bezpośrednie licówki z kompozytu nanohybrydowego

2+1

Wszystkie licówki pakowane po 1 szt.



Do wyboru na zęby górne od 15 do 25 oraz dolne od 35 do 45.



Direct Veneer

Bezpośrednie licówki z kompozytu nanohybrydowego

- > Bezpośrednie licówki z kompozytu nanohybrydowego.
- > Utwardzane laserowo.
- > Anatomiczny kształt.
- > Zminimalizowana potrzeba preparacji zęba.
- > Uproszczony system zakładania.
- > Kolory wg kolornika Vita.

ED10521 Bond Direct Veneer

Buteleczka, 5 ml

240,-

Licówki, 1 szt.

ED10150	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 11 S
ED10151	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 11 M
ED10152	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 11 L
ED10153	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 12 S
ED10154	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 12 M
ED10155	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 12 L
ED10156	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 13 S
ED10157	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 13 M
ED10158	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 13 L
ED13100	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 14 S
ED13101	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 14 M
ED13102	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 14 L
ED13103	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 15 S
ED13104	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 15 M
ED13105	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 15 L
ED10159	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 21 S
ED10160	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 21 M
ED10161	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 21 L
ED10162	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 22 S
ED10163	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 22 M
ED10164	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 22 L
ED10165	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 23 S
ED10166	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 23 M
ED10167	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 23 L
ED13106	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 24 S

ED13107	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 24 M
ED13108	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 24 L
ED13109	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 25 S
ED13110	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 25 M
ED13111	Licówka Direct Veneer, 1 szt., góra 25 L
ED10168	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 31 S
ED10169	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 31 M
ED10170	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 32 S
ED10171	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 32 M
ED10172	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 33 S
ED10173	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 33 M
ED13112	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 34 S
ED13113	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 34 M
ED13114	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 35 S
ED13115	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 35 M
ED10174	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 41 S
ED10175	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 41 M
ED10176	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 42 S
ED10177	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 42 M
ED10178	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 43 S
ED10179	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 43 M
ED13116	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 44 S
ED13117	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 44 M
ED13118	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 45 S
ED13119	Licówka Direct Veneer, 1 szt., dół 45 M

Nici SMI

Doskonałej jakości belgijskie
nici chirurgiczne

3+1*

Najtańszy za 1 szt




S9101516	Nici DACLON, odwrótnie tnąca, 3/8 k., DS 16 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, czar., 12 szt.	45,-
S5151519	Nici POLYPROPLEN blue, odwrótnie tnąca, 3/8 k., DS 19 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, nieb., 12 szt.	45,-
S9151516-45	Nici DACLON, odwrótnie tnąca, 3/8 k., DS 16 mm, r. 1.5, 4/0, 45 cm, nieb., 12 szt.	45,-
S5151516	Nici POLYPROPLEN blue, odwrótnie tnąca, 3/8 k., DS 16 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, nieb., 12 szt.	50,-
S5201519	Nici POLYPROPLEN blue, odwrótnie tnąca, 3/8 k., DS 19 mm, r. 2, 3/0, 75 cm, nieb., 12 szt.	45,-
S9151516	Nici DACLON, odwrótnie tnąca, 3/8 k., DS 16 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, nieb., 12 szt.	45,-

* Oferta dotyczy wyżej wybranych nici.

Membrany Cytoplast


Membrana nieresorbowalna

- > Doskonała do pokrywania zębodołów poekstrakcyjnych, kiedy niemożliwe jest zamknięcie płatem.
- > Porowatość poniżej 0.3 mikrometra stanowi barierę dla bakterii.



361,- ~~380,-~~

OSTXT2530-1 Cytoplast TXT-200
25 mm x 30 mm, 1 szt.



228,- ~~240,-~~

OSTXT1224-1 Cytoplast TXT-200 Singles
12 mm x 24 mm, 1 szt.

K2 Mobile Hulaser

Lekki, ergonomiczny laser diodowy

Mały i bardzo wygodny laser o wszechstronnym zastosowaniu:
chirurgia, periodontologia, endodoncja, ortodoncja, wybielanie.

- > System AFL - jedyny na świecie laser z regulowaną długością światłowodu.
- > Niewielkie rozmiary, pełna mobilność i ergonomiczność.
- > Moc dzięki technologii HECOSA.

10850,-

K2MOBILE Laser K2 Mobile

Laser K2 Mobile, 1 szt.

Ładowarka i przewód sieciowy, 1 szt.

Bateria, 2 szt.

Okulary ochronne, 2 szt.

Kalibrator do włókna, 1 szt.

Światłowód 400 um, 2 szt.

Światłowód 300 um, 1 szt.

*Przed
zakupem
przetestuj*

HULASER
LASER SYSTEMS INTERNATIONAL



Zapytaj o wypożyczenie lub zarezerwuj
prezentację w gabinecie:

Piotr Cieślak, tel.: 607 218 211

e-mail: p.cieslak@poldent.pl



Wkłady Glassix Plus

3+1

Wkłady koronowo-korzeniowe
z włókna szklanego

Wkłady z włókna szklanego dające wyraźny kontrast w promieniach RTC oraz doskonale przewodzących światło. Anatomiczny kształt dostosowany jest do kanału korzeniowego co zwiększa retencje mechaniczna, kolorowe oznaczenia ułatwiają identyfikację wkładów.



GSPPI20 Glassix PLUS
nr 1 (białe), o 1.2-0.6,
10 szt.
380,-



GSPP220 Glassix PLUS
nr 2 (żółte), o 1.5-0.8
10 szt.
380,-



GSPP320 Glassix PLUS
nr 3 (czerwone), o 1.8-0.9
10 szt.
380,-



GSPP420 Glassix PLUS
nr 4 (niebieskie), o 2.0-1.0
10 szt.
380,-

GSPPO10420 Glassix PLUS

Wkłady 01-04, 20 szt., poszerzacze, 5 szt.
Nie podlega promocji 3+1

1050,-



Wkłady Glassix

Wkłady koronowo-korzeniowe z włókna szklanego

- > Wysoce retencyjny, pozbawiony zawartości metalu systemem wkładów.
- > Zbudowane z włókna szklanego zatopionego w żywicznej matrycy.
- > Biały, prześwitujący kolor minimalizuje możliwość wystąpienia przebarwień przy odbudowach, w których zębina jest bardzo cienka.

Do 4 opakowań
GLASSIX
ALLCEM CORE
za 1 zł (kolor
do wyboru)



105,-

GLASSIX, wkłady koronowo-korzeniowe
uzupełnienia po 6 szt. rozmiary 1, 2, 3, 4

+



Alicem Core, cement
strzykawka 6 g, kolory: A1, A2, A3, OP

1,- ~~149,-~~

FG19280	Allcem Core A1, podwójna strzykawka 6 g	1,- 149,-
FG19281	Allcem Core A2, podwójna strzykawka 6 g	1,- 149,-
FG19282	Allcem Core A3, podwójna strzykawka 6 g	1,- 149,-
FG19283	Allcem Core OP, podwójna strzykawka 6 g	1,- 149,-

Lampa MaxCure 7

*Przy zakupie produktów FGM (dowolnych)
za kwotę 1500 zł lampa za 1 zł**

- > Lekka, uniwersalna lampa do stosowania z wszystkimi kompozytami dostępnymi na rynku.
- > Zastosowane diody LED: 2 diody niebieskie, 1 dioda fioletowa.
- > Długa żywotność baterii, może być używana ponad 900 razy w trybie 10 sekund po pełnym naładowaniu (około 4 godzin).
- > Akumulator zabezpieczony przed przeładowaniem.
- > Zasilanie stałe (siła naświetlania nie zmniejszy się, w momencie wyczerpania baterii).
- > 4 tryby pracy do wyboru:
 - Turbo - 2500 mW/cm²
 - Full - 1500 mW/cm²
 - Ramp - 0-1500 mW/cm²
 - Pulse - 0-1500 mW/cm² w trybie pulsacyjnym
- > Obracana głowka 360 stopni.

450,-

MAXCURE7W Lampa, kolor biały, 1 szt.

MAXCURE7B Lampa, kolor niebieski, 1 szt.

MAXCURE7V Lampa, kolor fioletowy, 1 szt.



** Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkty gratisowe są przesyłane z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji).*

Kompozyt Vittra APS

Kompozyt klasy premium

2+1
NAJTAŃSZY ZA 1 ZŁ
MIX KOLORÓW

- > Kompozyt w technologii APS.
- > Idealna elastyczna konsystencja i lepkość ułatwiająca pracę nie przywiera do narzędzi, umożliwia swobodne modelowanie wypełnień.
- > 4-krotnie wydłużony czas na modelowanie i pracę z kompozytem (w porównaniu do tradycyjnych materiałów).
- > Przewidywalność koloru kompozytu (odcień nie zmienia się w trakcie polimeryzacji).



FG19384	DA0 - strzykawka 2 g	79,-
FG19385	DA1 - strzykawka 4 g	139,-
FG19386	DA2 - strzykawka 4 g	139,-
FG19387	DA3 - strzykawka 4 g	139,-
FG19388	DA3,5 - strzykawka 4 g	139,-
FG19389	DA4 - strzykawka 2 g	79,-
FG19390	DA5 - strzykawka 2 g	79,-
FG19391	E-BLEACH - strzykawka 4 g	139,-

FG19392	EA1 - strzykawka 4 g	139,-
FG19393	EA2 - strzykawka 4 g	139,-
FG19394	EA3 - strzykawka 4 g	139,-
FG19395	EB1 - strzykawka 4 g	139,-
FG19396	VM - strzykawka 2 g	79,-
FG19398	TRANS OPL - strzykawka 2 g	79,-
FG19399	TRANS N - strzykawka 2 g	79,-

Vittra APS Kit Essential

Kompozyt klasy premium

-40%



*Promocja
limitowana*



FG13834 Vittra APS Kit Essential

6 strzykawek (DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, TRANS N)

bond Ambar APS

wytrawiacz Condac 37

414,- ~~690,-~~

System odcieni Vittra APS

PRZEZIERNY



JASNOŚĆ



SZKLIWO



ZĘBINA



Vittra APS Unique

2+1

Jednokolorowy kompozyt

- > Kompozyt w technologii APS.
- > Uniwersalny kolor; tylko jeden odcień od BL do D4 - wszystkie kolory można uzyskać jednym odcieniem.
- > W większości przypadków nie jest wymagane stosowanie warstwowej techniki odbudowy.
- > Dłuższy czas pracy przy intensywnym oświetleniu w gabinecie, nawet przy włączonej lampie unitu.

FG55212 Vittra APS Unique
strzykawka 4 g

149,-



Ambar Universal APS

Światłoutwardzalny, bezbarwny
system wiążący



(FGM)



Ambar APS

Światłoutwardzalny, bezbarwny
system łączący do szkliva i zębiny.
Wysoka wydajność na wilgotnej
zębinnie.

FG19358 Ambar APS
buteleczka, 6 ml

160,-

Ambar Universal APS

Samowytwarwiający, światłoutwardzalny,
bezbarwny system wiążący do szkliva
i zębiny. Większa wytrzymałość i trwałość
adhezji.

FG19361 Ambar Universal APS
buteleczka, 5 ml

170,-

Opus Bulk Fill Flow APS

3+1

Płynny kompozyt do jednoetapowego
wypełniania zębów bocznych

*DOTYCZY OPUS
I OPUS FLOW*

- > Zwiększona głębokość naświetlania do 4 mm.
- > Niski skurcz polimeryzacyjny.
- > Efekt anti-gravity: idealny do odbudowy zębów górnych.
- > Samopoziomujący: perfekcyjna adaptacja do ścian zęba.

FG19371 Opus Bulk Fill Flow APS A1
Strzykawka 2 g

FG19372 Opus Bulk Fill Flow APS A2
Strzykawka 2 g

FG19373 Opus Bulk Fill Flow APS A3
Strzykawka 2 g

80,-



Opus Bulk Fill APS

3+1

Kompozyt do pojedynczych wypełnień w odcinku bocznym

DOTYCZY OPUS I OPUS FLOW

- > Bezpośrednie odbudowy w zębach tylnych (zęby stałe, mleczne) w warstwach grubości do 5 mm, w tym powierzchni okluzyjne.
- > Baza do bezpośrednich wypełnień.
- > Naprawa niewielkich ubytków w szklivie.
- > Naprawa tymczasowych materiałów akrylowych i kompozytowych.

FG19368 Opus Bulk Fill APS A1
Strzykawka 4 g

FG19369 Opus Bulk Fill APS A2
Strzykawka 4 g

FG19370 Opus Bulk Fill APS A3
Strzykawka 4 g

95,-



Primma Art

Kompozyt bis-akrylowy

-30%

Bis-akrylowy, samoutwardzalny kompozyt stosowany do wytrzymałych i estetycznych prac tymczasowych oraz do planowania estetycznego (próbne odbudowy z kompozytu).

1 kartridż - 30%

2 kartridże - 30% i pistolet mieszający za 1 zł*

* Do wyczerpania zapasów



- Primma Art A1, kartridż 75 g
- Primma Art A2, kartridż 75 g
- Primma Art A3, kartridż 75 g
- Primma Art B1, kartridż 75 g
- Primma Art BLEACH, kartridż 75 g

339,50 ~~485,-~~



99,-

2+1

- Primma Art A1, strzykawka 7 g
- Primma Art A2, strzykawka 7 g
- Primma Art A3, strzykawka 7 g
- Primma Art B1, strzykawka 7 g
- Primma Art Bleach, strzykawka 7 g

Allcem Dual Cement

Cement na bazie żywicy



Podwójnie utwardzalny cement na bazie żywicy do uzupełnień protetycznych (ceramika, metal, włókno szklane).

- FG19276 A1, podwójna strzykawkawka 5 g, końcówki
- FG19277 A2, podwójna strzykawkawka 5 g, końcówki
- FG19278 A3, podwójna strzykawkawka 5 g, końcówki
- FG19279 TRANS, podwójna strzykawkawka 5 g, końcówki



129,-

Allcem Core

Cement do kompleksowej odbudowy zębów



Podwójnie utwardzalny materiał do cementowania wkładów oraz odbudowy zębów.



Produkt 3-w-1



Cementowanie wkładów



Odbudowa zębów zęba



Cementowanie korony

- FG19280 A1, podwójna strzykawkawka 6 g
- FG19281 A2, podwójna strzykawkawka 6 g
- FG19282 A3, podwójna strzykawkawka 6 g
- FG19283 OP, podwójna strzykawkawka 6 g



149,-

Condac porcelana

10% żel z kwasem fluorowodorowym
do wytrawiania porcelany

3+1

- > Stosowany do porcelany w celu zwiększenia przyczepności w procesach odbudowy.
- > Doskonała konsystencja.
- > Łatwa aplikacja: nie spływa z miejsca aplikacji.
- > Dobra rozpuszczalność w wodzie, a przez to łatwe usuwanie.
- > Czerwony barwnik ułatwia kontrolę aplikacji.

FG02181 Condac Porcelana 10%
strzykawka 2 g

30,-



Condac 37

37% żel z kwasem fosforowym do wytrawiania
szkliwa i zębiny

- > Stosowany do wytrawiania szkliwa i zębiny w celu poprawy przyczepności materiałów do odbudowy zęba.
- > Łatwa aplikacja i usuwanie.
- > Dobra rozpuszczalność w wodzie, a przez to łatwe usuwanie.
- > Niebieski barwnik ułatwia kontrolę podczas aplikacji.

FG02120 Condac 37%
3 strzykawki po 2,5 ml i 3 aplikatory

20,-



Pasty do polerowania

Najtańsza za 1 zł

Diamond Excel

Uniwersalna pasta polerska na bazie diamentu.
Bardzo drobna granulacja: 2 do 4 mikronów.



FG02091 Diamond Excel

1 strzykawka 2 g

55,-



Diamond R

Pasta polerska z tlenku glinu. Do końcowego polerowania, bardzo drobna granulacja 6 do 8 mikronów. Smak miętowy.



FG02092Diamond R

1 strzykawka 4 g

49,-

Dyski do polerowania



Diamond Pro

Elastyczne krążki z papieru ściernego.

FG02106 Diamond Pro 8 / 12 mm

Zestaw 56 dysków (14xXF, 14xF, 14xM, 14xG)

111,20 ~~139,-~~

FG02103 Diamond Pro 8 / 12 mm M (Medium)

box 26 szt. (13 każdy) + mandreła

76,- ~~95,-~~

FG02102 Diamond Pro 8 / 12 mm G (Coarse)

box 26 szt. (13 każdy) + mandreła

76,- ~~95,-~~



Diamond Flex

Elastyczne dyski z filcem

69,-

FG02099 Diamond Flex 8 / 12 mm

Asortyment 24 szt., mandreła

Diamond

Dyski filcowe do polerowania.

69,-

FG02096 Diamond Felts 8 / 12 mm

Asortyment 24 szt., mandreła

Arcflex

Rozwierak stomatologiczny

FGM

3+1

- > Funkcjonalny rozwierak policzkowy stosowany do wielu zabiegów stomatologicznych także do odciążenia efektu zagryzania u pacjenta.
- > Łatwe zakładania i usuwanie.
- > Do sterylizacji.

FG02769 Retraktor Arcflex M, 1 szt.

FG02770 Retraktor Arcflex G, 1 szt.

30,-



Top dam

Koferdam w płynie

2+1



FG02172 Top dam BLUE

1 strzykawką 2 g

FG02174 Top dam GREEN

1 strzykawką 2 g

42,-

Wężyki

Wężyki do fizjodyspensera

Kompatybilne z W&H (Implanted) / NOBELBIOCARE (80/osseo set 100/200/osseocare). FRIADENT(FRIOS unit S/Si),3i (surgical unit). STRAUMANN (ZIMMER DENTAL, Lifecore center pulse, Innova Corp).

15,-

SNO10-3 Wężyk do fizjodyspensera

1 szt.



4+1

Maseczki

3-warstwowa maseczka chirurgiczna

Certyfikowane maseczki chirurgiczne.

Warstwa zewnętrzna zapewnia wysoką ochronę przed kontaktem z krwią i innymi płynami, posiada filtrację na poziomie BFE: 98%, bezłateksowa.

Kolor niebieski.

55,-

PB001-3B Maseczki chirurgiczne

niebieskie, 50 szt.



3+1

Soft Touch


Jednorazowe końcówki do ssaka

Niezwykle miękka końcówka ssaka Soft Touch eliminuje ryzyko uszkodzenia tkanki jamy ustnej. Sztwna konstrukcja wystarczająco mocna do retrakcji policzka. Dodatkowa wentylacja w celu zmniejszenia niepotrzebnego chwytania tkanki.

PPST001 Soft Touch
niebieski, 50 szt.

PPST001L Soft Touch
lawendowy, 50 szt.

35,-



Końcówki ssące

Końcówki ssące / Aspiratory

Precyzyjne, cienkie końcówki do ssaka umożliwiające dotarcie do najwęższych miejsc zabiegowych. Dostępne w rozmiarze 2,5 mm wraz z adapterem: 6/11/16 mm.

TA007-2

Końcówki do ssaka 2.5 mm, 20 szt.
podwójny adapter, 1 szt.

55,-



Kalka Dentac


Dwustronna kalka artykulacyjna

3+1

DC8080 Kalka artykulacyjna 80 mic. I
niebiesko-czerwona, 144 szt.

DC8090 Kalka artykulacyjna 80 mic. U
niebiesko-czerwona, 72 szt.

28,-



Troll Foil

Cienka folia artykulacyjna na ramce

-20%

- > Ultracienka tylko 8 μ .
- > Dwustronna folia artykulacyjna na wygodnej ramce.
- > Precyzyjnie znakowanie na wszystkich powierzchniach.
- > Odporna na rozdarcie, z nietoksyczną warstwą koloru.

TR12000101 TrollFoil, niebieska

folia na ramce, 100 szt.

79,20 ~~99,-~~

TR12000700 TrollFoil, czerwona

folia na ramce, 100 szt.

79,20 ~~99,-~~



Promotorzy marki

Zapraszamy do kontaktu z Promotorami.

Profesjonalne doradztwo, prezentacje produktowe, oferty specjalne.



Agnieszka Góral

Promotor

- region mazowiecki, łódzki

Tel.: 695 442 448

E-mail: a.goral@poldent.pl



Kamila Stelmaszczyk

Promotor

- region zachodniopomorski,
lubuski, wielkopolski

Tel.: 607 217 211

E-mail: k.stelmaszczyk@poldent.pl



Anna Łalka-Kaczorowska

Promotor - region pomorski,
kujawsko-pomorski

Tel.: 609 414 417

E-mail: a.lalkakaczorowska@poldent.pl



Piotr Cieślak

Promotor

- implanty, chirurgia, cała Polska

Tel.: 607 218 211

E-mail: p.cieslak@poldent.pl



Łukasz Bułatek

Promotor

- region podkarpacki, małopolski,
śląski, świętokrzyski, lubelski

Tel.: 609 217 213

E-mail: l.bulatek@poldent.pl



Rafał Bijowski

Promotor

- region podlaski, warmińsko-mazurski

Tel.: 603 219 210

E-mail: r.bijowski@poldent.pl

Województwo opolskie i dolnośląskie: Poldent sp. z o.o., Tel.: 22 351 7 650, E-mail: poldent@poldent.pl

Przemysłane zakupy w Poldent

Chcesz sprawdzić sprzęt przed zakupem?
Przetestować wybrane urządzenie?

Zapraszamy do kontaktu z Działem Wypożyczeń

- Udostępniamy wybrany sprzęt z oferty, zapewniamy dogodny czas wypożyczenia.
- Oferujemy wsparcie merytoryczne i profesjonalne doradztwo.
- Oferujemy ciekawe promocje i zestawy zakupowe.

Zapraszamy do testowania naszego sprzętu,
jaki dostarczy Ci nasz Promotor.

Zgłoszenia: i.tomaszewska@poldent.pl, tel.: 22 351 76 51



Darmowa wysyłka za zakupy za 500 zł

Oferta obowiązuje 01.03 - 30.06.2022 lub do wyczerpania zapasów.

Promocje nie łączą się. Możliwe błędy w druku.

W promocjach X+1 najtańszy produkt jest za 1 zł.

Poldent sp. z o.o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa
Tel.: 22 351 7 650
poldent@poldent.pl
www.poldent.pl

Znajdź nas na 

Poldent®