

ENDOfocus

marzec-czerwiec 2024

& more



PUREsthetic

NORDIN

HULASER
ULTRA-SOUND THERAPY

PIEON

smi



PoIdent®

Skontaktuj się z nami!

Prezentacje
produktów

Merytoryczne
konsultacje

Informacje
o szkoleniach

Opieka
posprzedażowa

I wiele
innych



Łukasz Bułatek
Customer Relations Manager
Tel.: 609 217 213
E-mail: l.bulatek@poldent.pl



Agnieszka Góral
Województwo mazowieckie
Tel.: 695 442 448
E-mail: a.goral@poldent.pl



Anna Lalka-Kaczorowska
Województwo łódzkie, pomorskie,
kujawsko-pomorskie
Tel.: 609 414 417
E-mail: a.lalkakaczorowska@poldent.pl



Agnieszka Gajewska
Województwo małopolskie,
śląskie
Tel.: 695 412 415
E-mail: a.gajewska@poldent.pl



Aleksandra Rams
Województwo wielkopolskie,
lubuskie, zachodniopomorskie
Tel.: 607 217 211
E-mail: a.rams@poldent.pl



Aleksandra Mostowska
Województwo podlaskie,
warmińsko-mazurskie
Tel.: 603 219 210
E-mail: a.mostowska@poldent.pl



Maciej Hrechorowicz
Województwo dolnośląskie,
opolskie, śląskie
Tel.: 607 414 413
E-mail: m.hrechorowicz@poldent.pl



Dawid Kwiecień
Województwo świętokrzyskie,
lubelskie, podkarpackie
Tel.: 609 219 215
E-mail: d.kwiecien@poldent.pl

endo★star



Zestaw pilników rotacyjnych na **start**



180 zł

Przy zakupie 3 dowolnych opakowań zestawów wprowadzających pilników rotacyjnych Endostar po 180 zł/opak. - Endostar Endobox o wartości 320 zł otrzymasz za 1 zł

endo★star



1 zł ~~320 zł~~

EEB Endostar ENDObox
Do przechowywania sterylizacji pilników.

REV25BL	Endostar REvision zestaw: 30/08, 25/06, 20/04, 25 mm, 3 szt.
EPAM041425BL3	Endostar EP Easy Path, 14/04, 25 mm, 3 szt.
EPAM041421BL3	Endostar EP Easy Path, 14/04, 21 mm, 3 szt.
E3AZS25	Endostar E3 Azure, HT technology, Small zestaw: 20/06, 25/04, 20/04, 25 mm, 3 szt.
E3AZS21	Endostar E3 Azure, HT technology, Small zestaw: 20/04, 25/04, 20/06, 21 mm, 3 szt.
E3AZS29	Endostar E3 Azure, HT technology, Small zestaw: 20/04, 25/04, 20/06, 29 mm, 3 szt.
E3AZ25	Endostar E3 Azure, HT technology, Basic zestaw: 30/08, 25/06, 30/04, 25 mm, 3 szt.
E3AZ21	Endostar E3 Azure, HT technology, Basic zestaw: 30/08, 25/06, 30/04, 21 mm, 3 szt.
E3AZ29	Endostar E3 Azure, HT technology, Basic zestaw: 30/08, 25/06, 30/04, 29mm, 3 szt.
E3AZB25	Endostar E3 Azure, HT technology, Big zestaw: 35/04, 40/04,45/04, 25 mm, 3 szt.
E3AZB21	Endostar E3 Azure, HT technology, Big zestaw: 35/04, 40/04,45/04, 21 mm, 3 szt.
E3AZB29	Endostar E3 Azure, HT technology, Big zestaw: 35/04, 40/04,45/04, 29 mm, 3 szt.

Endostar E3 Azure

Nowoczesny system kształtujący

endo★star


8 + 3

Przy zakupie 8 opak. pilników Endostar E3 Azure 6 szt.,
otrzymasz 3 opak. pilników Endostar E3 Azure 6 szt.
po 1 zł/opak.



Opakowanie 6 szt. **275 zł**

* Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkt objęty promocją będzie przesyłany z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży na pilniki.



Pilniki rotacyjne

Pilniki do glide path oraz do zabiegów reendo

endo★star

2 + 1

Przy zakupie 2 opak. pilników Endostar EP Easy Path 6 szt. lub Endostar REvision 6 szt., otrzymasz 1 opak. pilników rotacyjnych 6 szt. za 1 zł.



Opakowanie 6 szt. **275 zł**

* Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkt objęty promocją będzie przesyłany z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży na pilniki.



NOWY PROGRAM OFERTOWY

zaczni pracować pilnikami

ROTACYJNYMI

Dlaczego warto?

Skrócenie czasu instrumentacji kanałów.

Mniejsze zmęczenie operatora.

Łatwiej opracować kanał zgodnie z jego pierwotnym przebiegiem

Mniej przepychania zanieczyszczeń poza wierzchołek kanału.

Mniej błędów proceduralnych podczas preparacji i trygacji kanałów - **bezpieczeństwo**.

Szczelniejsze wypełnienie kanału.

Szybsze i łatwiejsze usunięcie materiału wypełniającego kanał podczas zabiegu ponownego leczenia.



Weź udział w naszej akcji i przejdź z pikników ręcznych na rotacyjne:

1. W trakcie trwania programu (6 lub 9 miesięcy) otrzymasz od nas do korzystania za 1 zł Zestaw Combo: kątnicę Endostar Provider, endometr Endostar Navigator i kabel łączący o łącznej wartości 8.900 zł.
2. **Jeśli w trakcie trwania programu dokonasz zakupu u swojego Dystrybutora, który uczestniczy w programie, co najmniej 50 opakowań instrumentów rotacyjnych (Endostar E3 Azure, Endostar EP Easy Path, Endostar REvision) 6 sztuk w op. będziesz miał możliwość zakupienia Zestawu Combo, z którego korzystałeś w okresie trwania programu za symboliczną złotówkę.**
3. W przypadku dokonania zakupów w mniejszym wymiarze będziesz mógł wykupić Zestaw Combo z zastosowaniem rabatu naliczanego za każde zakupione od Dystrybutora opakowanie instrumentów rotacyjnych.
4. Przez cały okres trwania programu będziesz pozostawał pod opieką Promotora Poldent.
5. Będziesz mógł jednokrotnie wziąć udział w bezpłatnym, punktowanym szkoleniu dotyczącym opracowania kanału instrumentami rotacyjnymi w terminie ustalonym z Promotorem Poldent, które poprowadzi lek. dent. Tomasz Kiełkowicz.

Poznaj szczegóły programu



wejdź na stronę [www](#)

ZESTAW 2 URZĄDZEŃ COMBO ZA 1 ZŁ

Przy zakupie jednego z trzech
wybranych zestawów
→ strona 9

Zestaw Combo zawiera:

EPROV Endostar Provider, 1 szt.

ENAV Endostar Navigator, 1 szt.

EA6970-006 Kabel łączący, 1 szt.

1 zł
~~10640 zł~~

endo★star



Zestaw COMBO za 1 zł

Przy zakupie jednego z trzech wybranych zestawów.

Zestaw 1

Zestaw Combo za 1 zł przy zakupie 50 opakowań (po 6 szt.)
pilników Endostar EP Easy Path, Endostar E3 Azure, Endostar REvision.



Opakowanie 6 szt. ~~243 zł~~ 275 zł

+



CeraSeal 1 zł



Endobox 1 zł
z narzędziami



Bezprzewodowe 1 zł
słuchawki Baseus

Zestaw 2

Zestaw Combo za 1 zł przy zakupie 50 opakowań (po 6 szt.)
pilników Endostar EP Easy Path, Endostar E3 Azure, Endostar REvision.



Opakowanie 6 szt. ~~243 zł~~ 275 zł

+



CeraSeal 1 zł



Lampa MaxCure 1 zł



Bezprzewodowe 1 zł
słuchawki Baseus

Zestaw 3

Zestaw Combo za 1 zł przy zakupie 50 opakowań (po 6 szt.)
pilników Endostar EP Easy Path, Endostar E3 Azure, Endostar REvision.



Opakowanie 6 szt. ~~243 zł~~ 275 zł

+



CeraSeal 1 zł



Zestaw Vittra APS 1 zł





Bezprzewodowe 1 zł
słuchawki Baseus

* Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkt objęty promocją będzie przesyłany z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.

SafeTri (Safety Triangle)

Stop zakażeniom!

-50%
PRZY ZAKUPIE
2 SZTUK



Autor projektu
dr n. med. Hubert Gołąbek

Płytką ochronną stworzoną w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia igłą iniekcyjną przez jej użytkownika, przede wszystkim personel medyczny.

Płytką SafeTri jest odpowiednia do stosowania z licznymi dostępnymi igłami iniekcyjnymi.

Występuje w dwóch wersjach:

- > SafeTri S (kolor żółty) – igły typu luer z mniejszym otworem przelotowym w płytce
- > SafeTri L (kolor pomarańczowy) – igły o większej ostonoce, np. igły do karpuli

Płytką do sterylizacji w temp 121°C

SAFETRI_S
mały rozmiar otworu S, 3 szt.

SAFETRI_L
duży rozmiar otworu L, 3 szt.

30 zł ~~60 zł~~

Pilniki ręczne Endostar

endo★star

Instrumenty produkowane przez Poldent

Pilniki i poszerzacze - linia ENDOSTAR

EHFH	Endostar Pilniki H, 6 szt., ręczne, wszystkie rozmiary	28 zł
ENHH	Endostar Pilniki NiTi H, 6 szt., ręczne, wszystkie rozmiary	55 zł
ESFH	Endostar Pilniki S, 6 szt., ręczne wszystkie rozmiary	28 zł
ENFH	Pilniki NiTi S, 6 szt., ręczne, wszystkie rozmiary	55 zł

Pilniki UNIQUE S do opracowania wąskich kanałów

EUSF	Pilniki Endostar UNIQUE S-files, rozmiary: 12,5, 17,5 i 22,5; dt: 25 mm, 6 szt.	32 zł
EUSFI22225	Pilniki Endostar UNIQUE S-files, asortyment: 12,5-22,5; dt: 25 mm, 6 szt.	32 zł

EKFH	Endostar Pilniki K, 6 szt., ręczne, wszystkie rozmiary	28 zł
ENKH	Endostar Pilniki K NiTi, 6 szt., ręczne, wszystkie rozmiary	55 zł

Pilniki UNIQUE K do opracowania wąskich kanałów

EUKF	Pilniki Endostar UNIQUE K-files, rozmiary: 12,5, 17,5 i 22,5; dt: 25 mm, 6 szt.	32 zł
EUKFI22225	Pilniki Endostar UNIQUE K-files, asortyment: 12,5-22,5; dt: 25 mm, 6 szt.	32 zł

EKRH	Endostar Poszerzacze K, 6 szt., ręczne, wszystkie rozmiary	28 zł
ENRH	Endostar Poszerzacze NiTi K, 6 szt., ręczne, wszystkie rozmiary	55 zł

Endostar Canal Locator - instrumenty do lokalizacji kanałów

ECLH	Endostar Canal Locator, rozmiary 06, 08, 10, długości 18 mm lub 21 mm, 6 szt.	28 zł
ECLH061018	Endostar Canal Locator, asortyment 06-10, 18 mm, 6 szt.	28 zł
ECLH061021	Endostar Canal Locator, asortyment 06-10, 21 mm, 6 szt.	28 zł

Upychadła i rozpychacze ręczne

EPLG	Endostar upychadła do gutaperki, 6 szt., rozmiary 15,20,...,80	28 zł
EPLGI54025	Endostar upychadła do gutaperki, 6 szt. sortowane 15-40, 45-80	28 zł
ESPD	Endostar rozpychacze do gutaperki, 6 szt. rozmiary 10, 15,...,80	28 zł
ESPD154025	Endostar rozpychacze do gutaperki, 6 szt. sortowane 15-40, 45-80	28 zł

EPTG	Endostar upychadła NiTi do gutaperki, 6 szt., rozmiary 15,20,...,40	55 zł
EPTGI54025	Endostar upychadła NiTi do gutaperki, 6 szt. sortowane 15-40	55 zł
ESTD	Endostar rozpychacze NiTi do gutaperki, 6 szt., rozmiary 15, 20,...,40	55 zł
ESTDI54025	Endostar rozpychacze NiTi do gutaperki, 6 szt. sortowane 15-40	55 zł

Endostar Apical Stopper

EAS004031SW	Endostar Apical Stopper, no 40, 31 mm, 6 szt/opak	82 zł
EAS005031SW	Endostar Apical Stopper, no 50, 31 mm, 6 szt/opak	82 zł
EAS608031SW	Endostar Apical Stopper, sort 60-80, 31 mm, 6 szt/opak	82 zł

Endostar Provider

Kątnica endodontyczna
z ruchem OTR

Bezprzewodowy mikrosilnik endodontyczny
umożliwiający pracę 2 rodzajami ruchów:

- > Rotacyjnym (z kontrolą momentu obrotowego i funkcją autorewers).
- > OTR (opatentowany przez firmę Morita, niezwykle bezpieczny i zapobiegający złamaniu instrumentu).

5200 zł ~~6500 zł~~

EPROV Endostar Provider

endo★star

-20%



Ruch OTR
Patent firmy Morita



EA6970-006 Kabel przesyłowy
do połączenia kątницы Endostar Provider
z endometrem Endostar Navigator, 1 szt.

440 zł

Endostar Navigator

Precyzyjny endometr

-20%

- > Niezawodna nawigacja japońskiej produkcji.
- > Bezpieczny i komfortowy pomiar długości kanału korzeniowego.
- > Niezwykła precyzja miary podczas zabiegów endodontycznych.
- > Duży, kontrastowy wyświetlacz z funkcją optycznego oraz dźwiękowego monitorowania położenia pilnika.

2960 zł ~~3700 zł~~

ENAV Endostar Navigator

endo★star



Zanim kupisz - wypróbuj

Zapraszamy do testowania sprzętu, skontaktuj się z naszym Promotorem w swoim regionie. (dane kontaktowe dostępne na www.poldent.pl lub na stronie 2).

Endostar ENDONeedles


endo★star

Jednorazowe igły do endoirygacji



Strzykawki Endostar ENDOsyringe

- > Sterylne. Apirogenne.
- > Zastosowanie: płukanie kanału korzenia zębowego, przemywanie ran, płukanie kieszeni dziąsła.
- > Igła została wykonana z najwyższej jakości materiału, charakteryzuje się cienkimi ściankami oraz wysoką elastycznością pozwalającą na dostosowanie kształtu igły do kanału.



Jeden otwór boczny

Dwa otwory boczne

Przy zakupie 2 dowolnych opakowań igieł Endostar ENDOneedles strzykawki Endostar ENDO syringe za 1 zł (kolor: czerwony, niebieski lub żółty).

EEN230G	Endostar ENDOneedles z dwoma otworami bocznymi, rozm. 0,3x25 (30Gx1"), 100 szt.	125 zł
EEN130G	Endostar ENDOneedles z otworem bocznym, rozm. 0,3x25 (30Gx1"), 100 szt.	115 zł
EEN125G	Endostar ENDOneedles z otworem bocznym, rozm. 0,5x25 (25Gx1"), 100 szt.	120 zł

Endostar ENDOsyringe

Strzykawki do irygacji, 5 ml

endo★star

- > Uporządkowanie i identyfikacja - oznaczenie kolorami decydująco wpływa na uniknięcie pomyłki podmiany strzykawek z roztworami do płukania.
- > Zwiększenie bezpieczeństwa płukania (dostępne w 4 kolorach: przezroczystym, niebieskim, czerwonym, żółtym).
- > Kodowanie kolorami dla wygodniejszej pracy pod mikroskopem.
- > Dostępne w praktycznej pojemności 5 ml.
- > Standardowe mocowanie luer-lock.



Zakup 5 opak. z rabatem 5%, w cenie 61,75 zł

Zakup 10 opak. z rabatem 10%, w cenie 58,50 zł

Zakup 15 opak. z rabatem 15%, w cenie 55,25 zł

EESC	Endostar ENDOsyringe, strzykawki Luer Lock, 5 ml, przezroczyste, 100 szt.	65 zł
EESB	Endostar ENDOsyringe, strzykawki Luer Lock, 5 ml, niebieskie, 100 szt.	65 zł
EESR	Endostar ENDOsyringe, strzykawki Luer Lock, 5 ml, czerwone, 100 szt.	65 zł
EESY	Endostar ENDOsyringe, strzykawki Luer Lock, 5 ml, żółte, 100 szt.	65 zł
EESASS	Endostar ENDOsyringe, strzykawki Luer Lock, 5 ml, mix kolorów, każdy po 25 szt., opakowanie 100 szt.	65 zł

Endostar Spreader Sonic Files

Jedno narzędzie - wiele
zastosowań

- > Do wykorzystania z ultradźwiękami.
- > Niezwykle przydatne podczas usuwania ztwardzonych narzędzi.
- > Piłniki do zabiegów irygacji i dezynfekcji kanałów.
- > Dostępne w rozmiarze 25, 30, 35.

ESSF Piłniki Endostar Spreader Sonic Files

Rozmiary: 25, 30, 35, długość: 33 mm, 6 szt.

ESSF253533 Piłniki Endostar Spreader Sonic Files

Asortyment: 25-35, długość: 33 mm, 6 szt.

25 zł

2+1

endo★star



Endostar Sonic File Holder

Endochuck do pilników sonicznych

-20%
PRZY ZAKUPIE
2 SZTUK

Endostar Sonic File Holder 120°

Uchwyt (endo chuck) do endodontycznych pilników sonicznych E1 (120°) stosowany jest podczas leczenia zębów przednich oraz kanałów dystalnych zębów tylnych.



ESFH120 Endostar
Sonic File Holder 120°
1 szt.

60 zł ~~75 zł~~

Endostar Sonic File Holder 95°

Uchwyt (endo chuck) endodontycznych pilników sonicznych E2 (95°) stosowany jest podczas leczenia zębów przednich oraz kanałów mezjalnych zębów tylnych.



ESFH95 Endostar
Sonic File Holder 95°
1 szt.

60 zł ~~75 zł~~

endo★star

Endostar ENDOcalibrator

Kalibrator do gutaperki z linijką endodontyczną


-25%
PRZY ZAKUPIE
3 SZTUK

Zaprojektowany do kształtowania i docinania ćwieków głównych z każdego rodzaju ćwieków gutaperkowych. Produkt do sterylizacji w autoklawie.

EEC Endostar ENDOcalibrator
1 szt.

56,25 zł ~~75 zł~~

W zestawie cena 1 szt.



endo★star

Endostar EASYdam

Koferdam lateksowy



EEDLT36B Endostar EASYdam

cienki, niebieski, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

EEDLM36B Endostar EASYdam

średni, niebieski, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

EEDLH36B Endostar EASYdam

gruby, niebieski, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

EEDLT36G Endostar EASYdam

cienki, zielony, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

EEDLM36G Endostar EASYdam

średni, zielony, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

EEDLH36G Endostar EASYdam

gruby, zielony, dla dorosłych, bezzapachowy, 36 szt.

44,10 zł ~~63 zł~~

W zestawie cena 1 szt.

endo★star



Endostar EASYdam Clamp

Matowe klamry ze skrzydełkami

2+1

Uniwersalne



#9

Siekacze i małe kły

Zęby trzonowe



#12A

Dolne prawe i lewe
górne trzonowce



#13A

Dolne lewe i prawe
górne trzonowce



#7

Dolne zęby
trzonowe

Zęby przedtrzonowe



#2

Większe zęby
dwuguzkowe



#2A

Zęby
dwuguzkowe



#8A

Górne zęby
trzonowe



#3

Małe zęby
trzonowe



#14A

Częściowo wyrżnięte,
duże, zaklinowane zęby
trzonowe

90 zł

Wszystkie
rozmiary
1 szt.

Endostar EASYdam Non-latex

endo★star

Koferdam bezlateksowy

Bezlateksowa, bezpudrowa guma do koferdamu o zwiększonej elastyczności niż tradycyjnego koferdamu lateksowego. Niezwykle łatwa w aplikacji.

EEDNLM15P Endostar EASYdam Non-latex
Fioletowy, 15 szt.

160 zł



Po prostu EASYdam!

Wszystko co potrzebne do założenia koferdamu.



#9



#2A



#12A



#13A



1129,10 zł
~~1523 zł~~



Zestaw zawiera:

- EEDC9** Endostar EASYdam Clamp, matowa klamra do koferdamu, #9, 1 szt.
- EEDC2A** Endostar EASYdam Clamp, matowa klamra do koferdamu, #2A, 1 szt.
- EEDC12A** Endostar EASYdam Clamp, matowa klamra do koferdamu, #12A, 1 szt.
- EEDC13A** Endostar EASYdam Clamp, matowa klamra do koferdamu, #13A, 1 szt.
- EEDFR** Endostar EASYdam Frame - metalowa ramka do koferdamu dla dorosłych, 1 szt.
- EEDP** Endostar EASYdam Punch - dziurkacz do koferdamu, 1 szt.
- EEDFO** Endostar EASYdam Forceps - kleszcze do koferdamu, 1 szt.
- EEDEFS** Endostar EASYfix - Ø 1,5 mm, żółte, small, długość: 4 m, 1 szt.
- EEDT** Endostar EASYdam Template - szablon do koferdamu, 1 szt.
- EEDLM36G** Endostar EASYdam - gumy lateksowe, średnie, zielone, dla dorosłych, bezzapachowe, 36szt.

endo★star

EQ-V Meta Biomed 50% taniej

Wypełnianie kanałów na ciepło

*EQ-V Meta Biomed 50% taniej przy zakupie
15 opakowań (275 zł za 1 opak. 6 szt.) Endostar REvision
Endostar E3 Azure, Endostar EP Easy Path.*

3495 zł
~~6990 zł~~

-50%

EQ-VR EQ-V Full Kit

Gorący plugger, Pistolet, Baterie 3 szt., Ładowarka,
Końcówki 50/04 oraz 60/05, Igła do pistoletu 25G 6 szt.
Pałeczki gutaperki 100 szt., Klucz do zaginania igieł
Szczotka do czyszczenia



Pałeczki gutaperki EQVBAR po 1 zł
(data przydatności 18.07.2024)

1 zł

** Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Poldent sp. z o.o. Produkt objęty promocją będzie przesyłany z biura Poldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.*

EQ-V Meta Biomed

System do wypełniania kanałów gutaperką na ciepło

- > Niezawodne i precyzyjne wypełnianie kanałów korzeniowych.
- > Wydłużona żywotność baterii.
- > Doskonały spust, zapewniający płynne i łatwe wypełnienie kanału.

-20%

5592 zł

~~6990 zł~~

EQ-VR EQ-V Full Kit

Gorący plugger, Pistolet, Baterie 3 szt., Ładowarka, Końcówki 50/04 oraz 60/05, Igła do pistoletu 25G 6 szt. Pateczki gutaperki 100 szt., Klucz do zaginania igieł, Szczotka do czyszczenia



Akcesoria do EQ-V



-20%



Igły do pistoletu

EQVRNEED23

Rozmiar 23G, 6 szt.

260 zł ~~325 zł~~



Igły do pistoletu

EQVRNEED25

Rozmiar 25G, 6 szt.

260 zł ~~325 zł~~



Igły do pistoletu

EQVRNEED2325

Asortyment 23G, 25G, 6 szt.

260 zł ~~325 zł~~



Końcówka do gorącego pluggera

EQVPACK40/03 40/03, 1 szt.

EQVPACK50/04 50/04, 1 szt.

432 zł ~~540 zł~~



Końcówka do gorącego pluggera

EQVPACK60/05 60/05, 1 szt.

432 zł ~~540 zł~~



Końcówka do gorącego pluggera

EQVPACK60/05L 60/05 L, 1 szt.

432 zł ~~540 zł~~

+



Do każdej igły i końcówki pateczki gutaperki EQVBAR za 1 zł (data przydatności 18.07.2024)

EQ-S Meta Biomed

Bezprzewodowy aktywator do irygacji kanałowej

- > Wielokierunkowa technologia aktywnego przepływu silnie i szybko przesyła środek irygacyjny przez kanał, umożliwiając bezpieczną i skuteczną dezynfekcję kanału.
- > Zastosowana w urządzeniu technologia Active Flow - wgłębienia wzdłuż końcówki w połączeniu z ruchem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zapewnia trójwymiarową aktywację roztworów.
- > Unikalny kształt i konstrukcja końcówki EQ-S wytwarza większą siłę, która poprawia przepływ środka irygacyjnego w małych kanałach.

-25%

1687,50 zł ~~2250 zł~~

EQ-SG EQ-S Gray,
urządzenie do aktywacji płynów w kanale. 1 szt.

EQ-SP EQ-S Pink,
urządzenie do aktywacji płynów w kanale. 1 szt.



CeraSeal 40% taniej

OFERTA SPECJALNA NA BIOCERAMIKĘ
TYLKO W AKTUALNYM **ENDO**focus

- > Świetna zdolność uszczelniania.
- > Szczelne wypełnienie i ochrona przed rozprzestrzenianiem się bakterii.
- > Działanie przeciwbakteryjne dzięki wysokiej wartości pH wodorotlenku wapnia.

-40%




456 zł ~~760 zł~~


CeraSeal

1 strzykawkę 2 g, końcówki dokanałowe x 15 szt.

Zastosowanie materiału CeraSeal Meta Biomed.




Przed



Po



Przed



Po

KOMPOZYT DO ZADAŃ SPECJALNYCH,
ODBUDOWA TYMCZASOWA

Primma Art



Bis-akrylowy, samoutwardzalny kompozyt stosowany do wytrzymałych i estetycznych prac tymczasowych. Szeroka baza kolorów oraz krótka specjalna końcówka strzykawki zapewnia doskonałą homogenizację i zmniejsza straty materiału nawet o 40% w porównaniu do końcówek konwencjonalnych.

Do dowolnych zakupów produktów marki FGM za 300 zł PRIMMA ART A2, strzykawka 7 g za 1 zł zamiast 120 zł.

1 zł ~~120 zł~~

FG55216 A2, strzykawka 7 g



** Oferta dostępna poprzez dystrybutorów Paldent sp. z o.o. Produkt objęty promocją będzie przesyłany z biura Paldent sp. z o.o. w momencie otrzymania od dystrybutora faktury sprzedaży produktów wchodzących w skład promocji.*

Vittra APS Unique

-25%
PRZY ZAKUPIE
2 SZTUK

Unikalny jednostrzykawkowy,
kompozyt z efektem kamelona.

- > Kompozyt w technologii APS.
- > Uniwersalny kolor; tylko jeden odcień od BL do D4 - wszystkie kolory można uzyskać jednym odcieniem.
- > W większości przypadków nie jest wymagane stosowanie warstwowej techniki odbudowy.
- > Dłuższy czas pracy przy intensywnym oświetleniu w gabinecie, nawet przy włączonej lampie unitu.

FG55212 Vittra APS Unique
strzykawka 4 g

120 zł ~~160 zł~~



Whiteness Perfect 16%

BEZPIECZNE WYBIELANIE.

Zestaw do wybielania nakładkowego z 16% nadtlakiem karbamidu.

-50%
NA 2 PRODUKTY
ZESTAWU

Kup zestaw WHITENESS PERFECT 16% KIT i płynny koferdam Top Dam (do wyboru kolor niebieski i zielony) a otrzymasz rabat 50% na oba produkty.

116,50 zł ~~233 zł~~

FG07462 Whiteness Perfect 16%

5 strzykawk po 3 g
5 końcówek aplikatora
2 płytki winylowe o grubości 1 mm
do przygotowania nakładek
1 pudełko na nakładki

175 zł



58 zł

FG02172 Top dam BLUE
1 strzykawka 2 g

FG02174 Top dam GREEN
1 strzykawka 2 g

Bezpieczne stężenia

Strzykawki do wybielania FGM



White Class 6%

Żel wybielający z nadtlkiem wodoru w stężeniu 6% do stosowania w domu pod nadzorem lekarza stomatologa.

FG07448 White Class 6%

6% nadtlenu wodoru

1 strzykawka 3 g



Whiteness Perfect 10%

Żel wybielający z nadtlkiem karbamidu w stężeniu 10% do stosowania w domu pod nadzorem lekarza stomatologa.

FG07459 Whiteness Perfect 10%

10% nadtlenu karbamidu

1 strzykawka 3 g



Whiteness Perfect 16%

Żel wybielający z nadtlkiem karbamidu w stężeniu 16% do stosowania w domu pod nadzorem lekarza stomatologa.

FG07463 Whiteness Perfect 16%

16% nadtlenu karbamidu

1 strzykawka 3 g



Desensibilize KF

Żel zapobiegający nadwrażliwości

Zapobiega nadwrażliwości zębów spowodowanej zabiegami z użyciem środków wybielających. Przynosi natychmiastowy komfort. Stężenie 0,2% fluorku sodu do nadzorowanego użytku domowego i 2% do użytku w gabinecie.



FG02108 Desensibilize KF 0,2%
1 strzykawka 2,5 g

FG02110 Desensibilize KF 2%
1 strzykawka 2,5 g

32 zł

Diamond Excel Ultrafine

Uniwersalna diamentowa pasta do polerowania

- > Doskonała konsystencja, nie sływa z miejsca aplikacji (efekt tiksotropowy).
- > Zawarty w paście mikronizowany diament zapewni dodatkową twardość, która ułatwia polerowanie.

-50%



65 zł ~~130 zł~~

FG55820 Diamond EXCEL ULTRAFINE
- 1 strzykawka 2 g

Vittra APS Kit Essential

-40%

Zestaw 6 strzykawek kompozytu
wraz z bondem i wytrawiaczem



594 zł ~~990 zł~~

FG13834 Vittra APS Kit Essential
6 strzykawek (DA1, DA2, DA3, EA1, EA2, TRANS N)
bond Ambar APS, wytrawiacz Condac 37

+

1 zł ~~340 zł~~

FG55695 Kit Universal
Kompozyt Vittra Unique, strzykawka 4 g
Bond Ambar Universal APS, buteleczka, 5 ml

+



1 zł ~~115 zł~~

Kompozyt Opus Bulk Fill APS
Płynny kompozyt do jednoetapowego
wypełnienia zębów bocznych.
A1, A2, A3, strzykawka 4 g

SWAN+

Lampa do polimeryzacji o szerokim spektrum z wymiennymi magnetycznymi soczewkami punktowymi


- > Możliwość ustawienia wielu różnych trybów i godzin pracy.
- > Stała moc światła, spadek mocy baterii nie wpłynie na efekt utwardzania.
- > Bateria o dużej pojemności. Po pełnym naładowaniu, poniżej 10 sekund światła na raz, może być używana nieprzerwanie ponad 500 razy.

SPECJALNE, MAGNETYCZNE SOCZEWKI UTWARDZAJĄCE:

- > **Soczewka Microcure:** tworzy obszar utwardzania o średnicy 2,5 mm, aby pomóc w utwardzaniu pozycyjnym.
- > **Microcure Ball Lens:** utrzymuje matrycę przed kontaktem podczas utwardzania kompozytu do uzupełnień klasy II.
- > **Endo Guide Lens:** do uzupełnień wierzchołkowych, wąskich preparacji.

SWAN+ Lampa do polimeryzacji
1 szt.

1791 zł
~~1990 zł~~



+



1 zł ~~340 zł~~

FG55695 Kit Universal
Kompozyt Vittra Unique, strzykawka 4 g
Bond Ambar Universal APS, buteleczka, 5 ml

PUREsthetic Prophylactic Strips

NOWOŚĆ Paski do profilaktyki

endo★star

Paski perforowane są nieodzowną pomocą przy profilaktyce usuwania pozostałości płytki nazębnej, kamienia i plam z powierzchni międzyzębowych bez szlifowania i uszkodzenia szkliva zęba.



PS04000 PUREsthetic Prophylactic Strips

Grubość 0.05 mm, szerokość 4 mm, długość - 100 mm
10 szt.

16,10 zł ~~19 zł~~



PUREsthetic Polyester Matrix Strips

NOWOŚĆ Taśma poliestrowa gładka

Taśma przeznaczona do kształtowania wypełnień z żywicami zdolnymi do fotopolimeryzacji w wypełnieniach ubytków klasy II. Duża gładkość powierzchni paska daje gwarancję braku przywierania wypełnienia do taśmy.

PS05805 PUREsthetic Polyester Matrix Strips

Szerokość 8 mm, grubość 0.005 mm długość: 15 mb

17 zł ~~20 zł~~



Wkłady koronowo-korzeniowe

NORDIN

Pozłacane i tytanowe

Kształt cylindryczny wkładu redukuje możliwość pęknięcia korzenia spowodowanego naprężeniami. Część robocza i "główki" wkładu są skonstruowane tak, aby można było najlepiej i najłatwiej odbudować koronę zęba.

-20%

SPG010600_60 Wkłady pozłacane
Asortyment 60 szt., klucz 1 szt.

220 zł ~~275 zł~~

SPG010600_120 Wkłady pozłacane
Asortyment 120 szt., klucz 1 szt.


328 zł ~~410 zł~~

SPG010600_240 Wkłady pozłacane
Asortyment 240 szt., klucz 1 szt.

488 zł ~~610 zł~~

SPT010600 Wkłady tytanowe
Asortyment, 60 szt., klucz 2 szt.

432 zł ~~540 zł~~



Glassix Plus/Glassix

Wkłady koronowo-korzeniowe
z włókna szklanego

Glassix Plus

Wkłady z włókna szklanego dające wyraźny kontrast w promieniach RTG oraz doskonale przewodzących światło. Anatomiczny kształt dostosowany jest do kanału korzeniowego, co zwiększa retencję mechaniczną.

Glassix

Wysokiej retencyjny, pozbawiony zawartości metalu systemem wkładów. Zbudowane z włókna szklanego zatopionego w żywicznej matrycy. Białe, prześwitujące kolor minimalizuje możliwość wystąpienia przebarwień.



NORDIN



GSPPI20 Glassix PLUS
nr 1 (białe), \varnothing 1.2-0.6,
10 szt.



GSPP220 Glassix PLUS
nr 2 (żółte), \varnothing 1.5-0.8
10 szt.



GSPP320 Glassix PLUS
nr 3 (czerwone), \varnothing 1.8-0.9
10 szt.



GSPP420 Glassix PLUS
nr 4 (niebieskie), \varnothing 2.0-1.0
10 szt.

450 zł



GSP120 Glassix
nr 1, 6 szt.



GSP220 Glassix
nr 2, 6 szt.



GSP320 Glassix
nr 3, 6 szt.



GSP420 Glassix
nr 4, 6 szt.

122 zł

Direct Veneer

Bezpośrednie licówki z kompozytu nanohybrydowego

edulveise
DENTISTRY

Wszystkie licówki pakowane po 2 szt.



-40%

261 zł ~~435 zł~~

ED10180 Licówki Direct Veneer, 2 szt. góra, 11/21 S

ED10181 Licówki Direct Veneer, 2 szt. góra, 11/21 M

ED10182 Licówki Direct Veneer, 2 szt. góra, 11/21 L

ED10183 Licówki Direct Veneer, 2 szt. góra, 12/22 S

ED10184 Licówki Direct Veneer, 2 szt. góra, 12/22 M

ED10185 Licówki Direct Veneer, 2 szt. góra, 12/22 L

Nici SMI

PoIdent[®]
CHIRURGIA IMPLANTY

Doskonałej jakości belgijskie
nici chirurgiczne

-25%
PRZY ZAKUPIE
3 OPAK.



S4101516	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4151516-75	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4101519	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS19 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4151519-75	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS19 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4201519	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS19 mm, r. 2, 3/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4071516	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 0.7, 6/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S4201516-75	Nici SUPRAMID, CZARNY, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 2, 3/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	72 zł	54 zł
S11150117	Nici SURGICRYL PGA, okr., taper point, 1/2 k., HR17 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, fioletowe, 12 szt.	120 zł	90 zł
S11151519	Nici SURGICRYL PGA, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS19 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, fioletowe, 12 szt.	120 zł	90 zł
S11100117	Nici SURGICRYL PGA, okr., taper point, 1/2 k., HR17 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, fioletowe, 12 szt.	120 zł	90 zł
S11101519	Nici SURGICRYL PGA, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS19 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, fioletowe, 12 szt.	120 zł	90 zł
S9151516-45	Nici DACLON, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 1.5, 4/0, 45 cm, niebieskie, 12 szt.	57 zł	42,75 zł
S9151516	Nici DACLON, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 1.5, 4/0, 75 cm, niebieskie, 12 szt.	57 zł	42,75 zł
S9101516	Nici DACLON, odwrotnie tnąca, 3/8 k., DS16 mm, r. 1, 5/0, 75 cm, czarne, 12 szt.	57 zł	42,75 zł

K2 Mobile Hulaser

Lekki, ergonomiczny laser diodowy

Mały i bardzo wygodny laser o wszechstronnym zastosowaniu:
chirurgia, periodontologia, endodoncja, ortodoncja, wybielanie.

- > System AFL - jedyny na świecie laser z regulowaną długością światłowodu.
- > Niewielkie rozmiary, pełna mobilność i ergonomiczność.
- > Moc dzięki technologii HECO SA.

12330 zł ~~13700 zł~~

K2MOBILE Laser K2 Mobile

Laser K2 Mobile, 1 szt.

Ładowarka i przewód sieciowy, 1 szt.

Bateria, 2 szt.

Okulary ochronne, 2 szt.

Kalibrator do włókna, 1 szt.

Światłowód 400 um, 2 szt.

Światłowód 300 um, 1 szt.

2017 2022
HULASER
LASER DIODOWY DO CHIRURGII

Zapytaj o wypożyczenie lub zarezerwuj prezentację w gabinecie:



Piotr Cieślak
tel.: 607 218 211



Magdalena Witczuk
tel.: 695 413 416

PoIdent[®]
CHIRURGIA IMPLANTY

HULASER

S3 Blue

Laser stomatologiczny S3 BLUE
980nm 450nm 650nm

PICON



52500 zł

PIOS3 Laser S3, zestaw

Laser o 3 długościach fali idealnie nadaje się do skutecznego i kompleksowego leczenia chorób jamy ustnej.

980 nm (podczerwona) to tradycyjny laser diodowy na podczerwień.

450 nm (niebieska) to idealna długość fali do cięcia tkanek miękkich

650 nm (czerwona) jest rozpoznawana jako efekt LLLT (fotobiomodulacja).

Przykładowe zastosowanie:

- > dezynfekcja kanałów
- > koagulacja
- > kiretaż zamknięty
- > leczenie dziąseł
- > terapia TMJ/TMD
- > dezynfekcja kieszonek dziąsłowych
- > chirurgia tkanek miękkich
- > leczenie chorób jamy ustnej
- > leczenie nadwrażliwości
- > wybielanie zębów

Ora-Aid

Samoprzylepny opatrunek
wewnętrzny

- > Wykorzystywany przy zabiegach implantacji, ekstrakcji zębów, leczeniu i zabiegach chirurgicznych przyzębia, leczeniu ortodontycznym.
- > Pomocny w hemostazie i szybkim gojeniu ran.

TBM-OB23 ORA AID

25 x 15 mm, 20 szt.

206,15 zł ~~217 zł~~



Promocje dostępne u dystrybutorów firmy Poldent sp. z o.o.

Materiał reklamowy przeznaczony tylko dla profesjonalistów w dziedzinie Wyrobów Medycznych. Rabaty nie łączą się. Możliwe błędy w druku. Oferta ważna do wyczerpania zapasów.



Znajdź oferty
u swojego dostawcy.

Poldent sp. z o.o.
ul. Dzika 2
00-194 Warszawa
Tel.: 22 351 7 650
poldent@poldent.pl
www.poldent.pl



Poldent®